


EXPLORE



OPPDAG MER. MED MINDRE VEKT.

Nye HEINE OMEGA 600
Indirekte oftalmoskop





HEINE OMEGA 600

Indirekte oftalmoskop av høy kvalitet

HØYTEKNOLOGISK. VEIER LITE.

Det finnes så mye å oppdage i øyet. Og ofte kan knøtt små detaljer utgjøre en stor forskjell. Derfor gir vi deg den beste optikken, det skarpeste bildet og pålitelige farger. I tillegg til evnen til å utforske hele netthinnen, inkludert utkanten av synsfeltet. Derved kan den optimale pleien eller behandlingen for pasienten fastslås basert på en diagnose som er så nøyaktig som mulig.

Det er derfor har vi utviklet HEINE OMEGA 600, med utgangspunkt i verdifulle innspill fra leger.



Nyhet: visionBOOST for pasienter med katarakt. Mer tillit til diagnosen ved undersøkelse av pasienter med medieopasiteter. Bevist å gi opptil 20 % bedre visning av netthinnen hos pasienter med katarakt*: alltid den perfekte arbeidslysstyrken for både pasienten og brukeren, uansett omstendigheter.

Og det er ikke alt: Nye HEINE OMEGA 600 er det letteste indirekte oftalmoskopet av høy kvalitet. Det nye, usedvanlig kompakte litiumpolymerbatteriet er en sann lettvekt som gir optimal ytelse. Dette oftalmoskopet er toppmoderne med alle kabler og all elektronikk integrert i det nye hodebåndet. Dermed blir det enda mer behagelig å oppdage mer.

Prøv nye HEINE OMEGA 600 selv. Men vær forsiktig: Når du først har fått det på, vil du aldri ha lyst til å ta det av igjen...



LYSERE. SKARPERE. B

Vi beholdt det beste, og resten perfektionerte vi!
HEINE OMEGA 600 er veldig behagelig og leverer
teknologisk innovasjon i en helt ny klasse:

smooth SURFACE

PRAKTISK HODEBÅND UTEN KABLER

smoothSURFACE gjør det
vedlikeholdsfritt og enkelt
å desinfisere

ULTRALETT LITIUMPOLYMER- BATTERI

Driftstid på opptil 8
timer, avhengig av
belysningsintensiteten

GULT, BLÅTT ELLER RØDTRITT FILTER

Tilpasses
diagnostiske behov

OVERFLATER UTEN RILLER, SOM ER ENKLE Å DESINFISERE

Takket være smoothSURFACE



EDRE.

SLITESTERK POLSTRING I KUNSTIG LÆR

Behagelig og enkel å desinfisere

INTUITIV LÅSING AV OPTIKKENHETEN

Enkelt å justere høyde,
avstand og vinkel

OPPTIL 20% BEDRE SIKT I MEDIEOPASITETER MED visionBOOST

LED^{HQ}-lys i henhold til din og pasientens
behov: fra 3 til 100 %, eller til og med
245 % for undersøkelser av katarakt.

HØY SLITESTYRKE SOM FØLGE AV DEN FORSEGLEDE OPTIKKENHETEN

smoothSURFACE gjør den
enkelt å desinfisere

BEDRE SIKT PÅ GRUNN AV IKKE-REFLEKTERENDE FRONTGLASS

Optimalisert for vårt unike,
vedlikeholdsfrie LED^{HQ}

BEST MULIG 3D-AVBILDNINGEN FOR ALLE PUPILLSTØRRELSER OG UTKANTER AV SYNSFELT

Takket være den stereoskopiske justeringsteknologien



DU KAN BARE STILLE EN DIAGNOSE PÅ DET DU SER.

Ytterst presis diagnostisering helt ut til utkanten av netthinnen

- ▶ Betydelig bedre diagnostisering som følge av unik visionBOOST – selv i tykt katarakt
- ▶ Overlegen glassoptikk gir det skarpeste fundusbildet
- ▶ Det klareste fundusbildet med naturlig fargegjengivelse takket være vår unike LED^{HQ} nå med enda mer naturlige farger
- ▶ Den beste 3D-avbildningen som følge av vår unike stereoskopiske justeringsteknologi
 - i både store og små pupiller
 - selv hos for tidlig fødte og nyfødte

MINDRE ER MER: MINDRE KABLING. MINDRE KLUSS. MINDRE VEKT.

Det letteste indirekte oftalmoskopet av høy kvalitet, verdensomspennende.

- ▶ Den beste brukskomforten
- ▶ Personlig passform
 - Kontroller og spaker er ergonomisk plassert
 - Kan justeres for høyre- og venstrehendte brukere
 - Vippefunksjon for mer praktisk interaksjon med pasienter



BESTILLINGSINFORMASJON



[01]

OMEGA 600 600 Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2D-okular), E4-USBC, okular 0D* [01]

C-008.33.610



[03]

CC1 ladeetui [02]

X-000.99.091



[06]

CB1 oppladbart batteri [03]

X-007.99.687

E4-USBC strømforsyning med kabel [04]

X-000.99.300

CW1 vegglader [05]

X-095.17.320

TM1 undervisningsspeil med etui [06]

C-000.33.211

OMEGA 600 reiseveske [07]

C-080.00.000

OMEGA 600 Breath Shield – 1x [08]

C-000.33.018

OMEGA 600 Breath Shield – 3x

C-000.33.019



[07]

OMEGA 600 VEGGLADERSETT:

Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2D-okular), E4-USBC, okular 0D*, CW1 vegglader

C-008.33.612

OMEGA 600 REISESETT:

Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2D-okular), E4-USBC, okular 0D*, reiseveske

C-008.33.613

OMEGA 600 STUDENTSETT:

Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2D-okular), E4-USBC, okular 0D*, TM1 undervisningsspeil, reiseveske

C-008.33.614



[08]

OMEGA 600 LADESETT:

CC1 ladeetui, CB1 oppladbart batteri

X-000.99.090

***Okularer:** For at du skal få best mulig sikt, kan du bytte ut de opprinnelig monterte okularene +2D med de nøytrale linsene 0D (følger med instrumentet).

TRE MÅTER Å LADE BATTERIET PÅ




E4-USBC strømforsyning med kabel [04]



CW1 vegglader [05]



CC1 ladeetui [02]



Vanlig visning av en netthinne gjennom en katarakt*



Visning av en netthinne gjennom en katarakt visionBOOST*

SE NÅR DU IKKE KAN SE.

Inntil nå, når øyets forside ble overskyet av medieopasiteter som f.eks. en katarakt, var det ikke mulig å se netthinne, eller bare i begrenset grad.

Nye og unike visionBOOST forbedrer visningen av pasientens netthinne med opptil 20%.



Hos de fleste pasienter som ble undersøkt, forbedret den nye funksjonen visningen ved forekomst av mild og moderat katarakt. I prinsippet var dette tilfelle for alle undertyper av katarakt (nukleær/kortikal/bakre i henhold til LOCS III-klassifiseringen).

Ved veldefinerte, sterkere, små opasiteter (begynnende kortikal/bakre katarakt), forbedret visningen seg merkbart ved undersøkelse det respektive berørte fundusområdet. Takket være forsterkningen av lysstyrken, ble svært små opasiteter nesten helt borte.

I øyne med overveiende nukleær sklerose, ga forsterkningsfunksjonen et generelt skarpere bilde med høyere kontrast.

Dr. med. Wintergerst, University Eye Hospital Bonn, Tyskland

* Alle bildene som vises, er kun ment som illustrasjon. Resultatene kan variere fra pasient til pasient.

HEINE- INSTRUMENTER ER SÅ SLITESTERKE AT DU KAN STOLE PÅ DEM I ÅR ETTER ÅR ...

Langvarig investering, takket være den robuste utformingen

- ▶ Vedlikeholdsfri, støvtett optikk
- ▶ Legendarisk HEINE-slitestyrke
 - optikk fast montert på en aluminiumsramme
 - materialer av høy kvalitet
 - 100% Made in Germany
 - unik termisk styring av LED^{HQ}
- ▶ Garanti på 5 år for materiale, prosessering og konstruksjon

Du finner flere opplysninger på www.heine.com/en/service-support/guarantee

ENKEL OG EFFEKTIV DESINFEKSJON.

Takket være smoothSURFACE

- ▶ Ingen åpninger
- ▶ Integret elektronikk
- ▶ HEINE OMEGA 600
Breath Shield er tilgjengelig



QUALITY made in GERMANY.

Mange latterliggjør oss tyskere for å være så omstendelige, og millioner av detaljorienterte leger elsker oss for det!

HEINE Optotechnik er verdensledende produsent av diagnostiske instrumenter. Selskapet har over 500 ansatte og har vært 100 % familieeid og -styrt i over 75 år. Vi fortsetter å utvikle og produsere HEINE-instrumenter ved våre anlegg i Tyskland, der vi kombinerer vår lange erfaring og fagkunnskap med det aller nyeste innen produksjonsteknologi.

Hvis noe på instrumentene våre kan forbedres, forbedrer vi det, uansett hva det er.

Det er med denne omstendeligheten når det gjelder detaljer og ønsket om å oppnå topp kvalitet vi fremstiller produktene våre.

Hva betyr HEINE-kvalitet for kundene våre?

"Kvalitet" er et av de mest overbrukte uttrykkene i markedsføring i dag. Det er derfor vi ikke bare kommer med tomt prat, men holder det vi lover: Vi lever og ånder kvalitet. I alt vi gjør: i alle produkter vi lager. Hver linse vi polerer. Hver skrue vi strammer. Hver optisk fiber vi bunter. Kvalitet er alltid det første vi har i tankene hver eneste dag.

Instrumentene våre har en legendarisk slitestyrke. Og det er ikke overraskende: Hvert eneste instrument er et resultat av flere tiår med produktutvikling, kontinuerlige forbedringer, produksjon og 100 % kvalitetskontroll i våre egne anlegg. Vi er nøye med å sørge for at våre høye forventninger til kvalitet opprettholdes.

På den måten sørger vi også for at påstanden vår om at våre produktene av høy kvalitet muliggjør "den mest nøyaktige diagnosen, så tidlig som mulig" – også blir ivaretatt. Verken mer eller mindre.

