


Including Cranioblades & Craniotomy Kits




**MERIDIAN** <sup>alpha</sup>

**MERIDIAN** <sup>Classic</sup> cranial perforators



**MERIDIAN**<sup>alpha</sup>



## Introduction

Meridian<sup>alpha</sup> – a new cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical. Available as sterile, single-use version in two most common sizes. We offer a manufacturing standard second to none, resulting in an unmatched cutting efficiency. The cutting head profile design and the advanced release mechanism minimize potential risk of dura damage. The centre tip on the inner blade acts as an anti-skid feature upon start of the perforation. The result is safe and convenient cranial access.

## Einführung

*Meridian<sup>alpha</sup> – ein neues Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor medical. Die Meridian<sup>alpha</sup> Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian<sup>alpha</sup> Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian<sup>alpha</sup> Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung.*

## Single-Use Perforators

Made in Germany

### Unique Benefits

- › Safe release mechanism
- › Forms Dura protecting bone pad
- › Suitable for even and uneven bone
- › Unmatched sharpness
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Start & stop when needed
- › Restarts after stopping
- › Safe non-skid start
- › Available in two most common used sizes
- › Adult and pediatric versions (single-use)

### Produktmerkmale

- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Knochenplättchen als Duraschutz*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Unübertroffene Schärfe*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Startet auch nach Unterbrechung*
- › *Rutschsicherer Anlauf*
- › *Verfügbar in zwei Standardgrößen*
- › *Standard und pädiatrische Versionen lieferbar (single-use)*



## Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **1.0 or 3.0 mm**



## Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **1.0 or 3.0 mm**



### MERIDIAN<sup>alpha</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER 7-11-S** 7.0 mm / 11.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **3.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-243



### MERIDIAN<sup>alpha</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER 11-14-S** 11.0 mm / 14.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **3.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-271 or 200-241



product launch 06 2016

### MERIDIAN<sup>alpha</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER 7-11-SP** 7.0 mm / 11.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **1.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-253




product launch 06 2016

### MERIDIAN<sup>alpha</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER 11-14-SP** 11.0 mm / 14.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **1.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-251

**MERIDIAN** *Classic*



## Introduction

Meridian Classic – a cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical AG. Supplied as sterile, single-use version, the Meridian Classic comes in 3 popular sizes for a wide range of cranial access procedures.

The Meridian Classic is manufactured in Germany and offers a quality standard second to none. The cutting head profile of the Meridian Classic perforator range reduces the risk of accidental cutting of the dura, thereby vastly increasing the safety of the procedure. Suitable for even and uneven bone.

## *Einführung*

*Meridian Classic – ein Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor Medical. Die Meridian Classic Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt in 3 populären Größen erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian Classic Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian Classic Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung. Geeignet für ebene sowie unebene Schädelknochen.*

## Single-Use Perforators

Made in Germany

### Unique Benefits

- › Popular design for maximized familiarity
- › Suitable for skull thicknesses as thin as 2 mm
- › Safe release mechanism
- › Suitable for even and uneven bone
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Different housing colors to easily identify the different models
- › Available in three most commonly used sizes

### *Produktmerkmale*

- › *Populäres Design erlaubt gewohnte Arbeitsweise*
- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Konstante Schneidleistung*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Für Schäeldicken ab 2 mm*
- › *Verfügbar in drei Standardgrößen*
- › *Unterschiedliche Gehäusefarben für einfache Identifikation*



## Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **2.0 mm**



### MERIDIAN<sup>Classic</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER C6-9-S** 6.0 mm / 9.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1223



### MERIDIAN<sup>Classic</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER C8-11-S** 8.0 mm / 11.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1222



### MERIDIAN<sup>Classic</sup> SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

**PER C11-14-S** 11.0 mm / 14.0 mm ( inner / outer Ø )

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1221



## Single-Use Cranioblades

Made in Germany



**HiCUT™ Disposable Wire Pass Drill**

**DWPD**

- > replaces Codman® 26-1247 or AcraCut® 800-330
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



**HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute**

**DCBSP**

- > replaces AcraCut® 800-140
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



**HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute**

**DCBST**

- > replaces Codman® 26-1246 or AcraCut® 800-130
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package

adeor® is a registered trademark of adeor Medical AG.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Copyright 2015 adeor Medical AG  
01-1015-D/E  
Printed in Germany  
October 2015

Codman is a trademark of Johnson & Johnson Inc.  
AcraCut is a trademark of ACRA-CUT Inc.  
adeor is not affiliated with any of the above.

adeor® ist eine eingetragene Marke der adeor Medical AG.

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder  
Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind  
vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Copyright 2015 adeor Medical AG  
01-1015-D/E  
Gedruckt in Deutschland  
Oktober 2015

Codman ist eine Marke der Johnson & Johnson Inc.  
AcraCut ist eine Marke der ACRA-CUT Inc.  
adeor ist mit keiner der genannten Firmen affiliert.

## Order Data

PERFORATORS	Diameter	Intended Use
Meridian alpha <b>PER 7-11-S</b>	<b>Ø 7 / 11 mm</b> Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-243	<i>For use on skulls as thin as <b>3.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>3.0 mm</b></i>
Meridian alpha <b>PER 11-14-S</b>	<b>Ø 11 / 14 mm</b> Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-271 or 200-241	<i>For use on skulls as thin as <b>3.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>3.0 mm</b></i>
Meridian alpha <b>PER 7-11-SP</b>	<b>Ø 7 / 11 mm</b> Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-253	<i>For use on skulls as thin as <b>1.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>1.0 mm</b></i>
Meridian alpha <b>PER 11-14-SP</b>	<b>Ø 11 / 14 mm</b> Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-251	<i>For use on skulls as thin as <b>1.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>1.0 mm</b></i>
Meridian Classic <b>PER C6-9-S</b>	<b>Ø 6 / 9 mm</b> Inner / outer diameter replaces Codman 26-1223	<i>For use on skulls as thin as <b>2.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>2.0 mm</b></i>
Meridian Classic <b>PER C8-11-S</b>	<b>Ø 8 / 11 mm</b> Inner / outer diameter replaces Codman 26-1222	<i>For use on skulls as thin as <b>2.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>2.0 mm</b></i>
Meridian Classic <b>PER C11-14-S</b>	<b>Ø 11 / 14 mm</b> Inner / outer diameter replaces Codman 26-1221	<i>For use on skulls as thin as <b>2.0 mm</b></i> <i>Für Schädeldicken ab <b>2.0 mm</b></i>
CRANIOBLADES		
DWPD	HiCUT™ Disposable Wirepass Drill, five units per package replaces Codman 26-1247 and AcraCut 800-330	
DCBSP	HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute, five units per package replaces AcraCut 800-140	
DCBST	HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute, five units per package replaces Codman 26-1246 or AcraCut 800-130	
CRANIOTOMY KITS		
PER-KIT-COD-9	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C6-9-S Ø 6/9 mm Disposable Perforator	
PER-KIT-COD-11	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C8-11-S Ø 8/11 mm Disposable Perforator	
PER-KIT-COD-14	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C11-14-S Ø 11/14 mm Disposable Perforator	

## HEADQUARTERS

adeor Medical AG  
Biberger Str. 93  
D-82008 Unterhaching  
Germany

Phone +49 (0) 89 74 44 23 98  
Fax +49 (0) 89 74 42 48 09  
eMail [office@adeor.com](mailto:office@adeor.com)  
web [www.adeor.com](http://www.adeor.com)

adeor reserves the right of  
technical changes.

DIN EN ISO 13485:2012



Printed on recycled paper.  
Gedruckt auf Recyclingpapier.

