

# *freezpen*®

Enkel  
Kryobehandling



5 års produktgaranti

# Freezpen - presis kryobehandling fjerner godartede hudlesjoner

## Effektiv

Mikrojet med høy effekt (55-bar). Komplette vevsnekrose på sekunder ved å fryse vevet til  $-89^{\circ}\text{C}$ .

## Presis

Ultrafin skarp stråle gir nøyaktig presisjon uten å skade sunt vev. Ulike applikatorer.

## Enkel prosedyre

Vurder lesjonen, velg riktig applikator, pek, frys, tørk og frys igjen. Ferdig!

## Smertefritt

Helt smertefritt - ingen kutt eller blødninger. Ikke behov for bedøvelse, selv ikke for barn. Man kjenner et lite "sting" når behandlingen er fullført.

## Perfekt resultat

Perfekt resultat - normalt uten arrdannelse. Ingen påvirkning av sunt vev. Det frosne vevet forsvinner etter et par uker.

## Praktisk og enkelt

Enkel håndtering med engangspatroner. Lett å transportere. Oppbevares i romtemperatur.

## "Good business"

Hver enkelt behandling tar bare noen sekunder. Avkastning på investeringen etter kort tid.



# Freezpen kan fjerne de vanligste godartede hudproblemer på bare noen få sekunder



Pigmentflekker



Hemangiomer



Vorter



Fibroma



Acrochordoner



Skin Tag



Pigmentflekker



Seborrhoiske Keratoser




Keratoser



Leverflekker/Solflekker



Fotvorter




Aldringsflekker

Før behandling



Etter behandling





## 8g Freezpen sett:

Freezpen 8g instrumensett - 2 applikatorer  
Blå og hvit fargekodede applikatorer  
Brukermanual og pinsett for plassering av filter



Boks med 21 N<sub>2</sub>O  
Boks à 8g  
Eske med 12 bokser



-  1-3mm applikator ..... 
  -  2-6mm applikator ..... 
  -  4-8mm applikator ..... 
- styrke

# freezpen®

Enkel  
Kryobehandling

FORHANDLES AV:

## MEDSTIM

Medistim Norge AS, Pb. 6631 Etterstad, 0607 Oslo  
www.medistim.no

www.freezpen.com  
info@freezpen.com