

UROMED »HYDROPUR®« STEUERBAR

REF 4435 – 4439

**Zentral offene Spitze
mit Perforation im
Ureterteil**

Diese UROMED »HYDROPUR®« Dauerschienen können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschienen in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschienen in Ch. 6-9 – Führungsdraht in 0,035".

This UROMED »HYDROPUR®« can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents Ch. 6-9 – guidewire 0,035".

**Katheter zur inneren
Schiemung des Ureters**


Für die ureterorenoskopische Anwendung ist die Ureter-Dauerschiene in Ch. 4,8 vorgesehen.

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- Pushersystem und Schiene vormontiert
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

**Catheter for the internal splinting
of the ureter**

The ureteral stent in Ch. 4,8 is destined for ureterorenoscopic application.

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- pusher system and stent pre-assembled
- overall radiopaque
- graduated
- manoeuvrable



Ureter-Dauerschiene
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail
central open tip, with perforation
in the ureteral part*

Ch. 6-Ch. 9
Pushersystem
Länge 45 cm

*Ch. 6-Ch. 9
pusher system
length 45 cm*

Ch. 4,8
Pushersystem
Länge 70 cm

*Ch. 4,8
pusher system
length 70 cm*

1 Fixierklemme bei REF 4435
1 fixing clamp for REF 4435

REF REF	Dauerschiene Stent	PZN PZN
4435-24	Ch. 4,8 / 24 cm	11371900
4435-26	Ch. 4,8 / 26 cm	11371917
4435-28	Ch. 4,8 / 28 cm	11371923
4435-30	Ch. 4,8 / 30 cm	11371952
4436-24	Ch. 6,0 / 24 cm	11371969
4436-26	Ch. 6,0 / 26 cm	11371975
4436-28	Ch. 6,0 / 28 cm	11371981
4436-30	Ch. 6,0 / 30 cm	11371998

REF REF	Dauerschiene Stent	PZN PZN
4437-24	Ch. 7,0 / 24 cm	11372006
4437-26	Ch. 7,0 / 26 cm	11372012
4437-28	Ch. 7,0 / 28 cm	11372029
4437-30	Ch. 7,0 / 30 cm	11372041
4438-26	Ch. 8,0 / 26 cm	11372058
4438-28	Ch. 8,0 / 28 cm	11372064
4438-30	Ch. 8,0 / 30 cm	11372070
4439-26	Ch. 9,0 / 26 cm	11372087
4439-28	Ch. 9,0 / 28 cm	11372093
4439-30	Ch. 9,0 / 30 cm	11372101

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces