

UROMED PURgreen® URETER-KATHETER

REF 4070 / 4080

Länge 70 cm

Die neuen UROMED Ureter-Katheter PURgreen® verbinden ihre hohe Gleitfähigkeit und optimale Lumennutzung mit den Vorteilen eines reinen hochwertigen Polyurethans. Ergänzend haben wir besonderen Wert auf die atraumatischen, geschliffenen Augen gelegt. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und ermöglichen damit eine umweltfreundliche Entsorgung.

The new UROMED ureteral catheters PURgreen® combine their high gliding ability and optimal use of the lumen with the advantages of a pure and high-grade polyurethane. Additionally we have attached great importance to the atraumatic and polished eyes. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

Catheter for retrograde probing of the ureter

- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability

UROMED PURgreen® URETER-KATHETER nach CHEVASSU

REF 4090

Knopf-Flötenspitze, Länge 70 cm

Katheter zur Kontrastmittelinstitution in den Harnleiter

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

Catheter for the instillation of a contrast medium into the ureter

- button-whistle-tip
- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability

REF REF	Schaft/Spitze Shaft/Tip
4090-05	Ch. 3/Ch. 5
4090-06	Ch. 4/Ch. 6
4090-07	Ch. 4/Ch. 7
4090-08	Ch. 5/Ch. 8

Charrière	Millimeter
3	1,0
4	1,3
5	1,7
6	2,0
7	2,3
8	2,7

UROMED PURgreen® URETER-STEINSCHLINGE

REF 4700

Länge 75 cm

Schlingenkatheter zur Extraktion von Uretersteinen

- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit

Loop Catheter for the extraction of ureter stones

- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- high gliding ability

REF REF	Umfang Fußpunkt Loop Circumference	Größen Sizes
4700-03	3 cm	Ch. 5
4700-04	4 cm	Ch. 5
4700-05	5 cm	Ch. 5
4700-06	6 cm	Ch. 5

REF 4070

zylindrische Spitze, 1 Auge
cylindrical tip, 1 eye

REF 4080

Tiemannspitze, 1 Auge
Tiemann tip, 1 eye

Allen UROMED Ureter-Kathetern liegt ein Kontrastmitteladapter bei.
A contrast medium adapter is attached to all UROMED ureteral catheters.

REF REF	Größen Sizes
4070-03	Ch. 3
4070-04	Ch. 4
4070-05	Ch. 5
4070-06	Ch. 6
4070-07	Ch. 7
4070-08	Ch. 8

REF REF	Größen Sizes
4080-03	Ch. 3
4080-04	Ch. 4
4080-05	Ch. 5
4080-06	Ch. 6
4080-07	Ch. 7
4080-08	Ch. 8

Kontrastmitteladapter Contrast Medium Adapter	
REF REF	Größen Sizes
4099-06	Ch. 3-6
4099-09	Ch. 5-9

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED URETER-KATHETER

REF 4081

Tiemannspitze
zentral offen, Länge 70 cm

Für das Arbeiten in Seldinger Technik stehen Ihnen mit unseren zentral offenen Ureter-Kathetern extrem gleitfähige und großlumige Instrumente zur Verfügung, die den Einsatz starker Führungsdrähte ermöglichen. Auf eine konische Spitze muss dabei nicht verzichtet werden. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und können somit umweltfreundlich entsorgt werden.

With our central open ureteral catheters we offer instruments with an extremely high gliding ability and wide lumen for application in Seldinger-technique. Additionally they also permit the use of thicker guidewires. At the same time you do not have to refrain from a conical tip. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig
- Durchgang für Spiralmandrins bis 0,038"/0,97 mm bzw. Titan-Führungsdrähte bis 0,035"/0,89 mm

Catheter for retrograde probing of the ureter

- overall radiopaque
- graduated
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen
- patent for guidewires of maximum 0,038"/0,97 mm and Titan guidewires of maximum 0,035"/0,89 mm

UROMED URETER-KATHETER »DUOKATH«

REF 4082

Tiemannspitze und konische Spitze,
zentral offen, Länge 70 cm

2 in 1! Der beidseitig einsetzbare Ureter-Katheter mit unterschiedlichen Spitzen und vielen Vorteilen.


2 in 1! The ureteral catheter with different tips for application on both sides and many advantages.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Kosten
- röntgenologisch darstellbar
- beidseitig graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig

Catheter for retrograde probing of the ureter

- Tiemann tip and conical tip, central open
- makes stockkeeping easier and reduces costs
- overall radiopaque
- graduated on both sides
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen



Kontrastmitteladapter für Ureter-Katheter
contrast medium adapter for ureteral catheter



Tiemannspitze zentral offen
Tiemann tip central open



konische Spitze zentral offen
conical tip central open

REF REF	Größen Sizes
4081-05	Ch. 5

REF REF	Größen Sizes	Empfohlener Führungsdraht Teflon/Titan Recommended Guidewire Teflon/Titan
4082-03	Ch. 3	0,021"/0,53 mm
4082-04	Ch. 4	0,035"/0,89 mm / 0,032"/0,81 mm
4082-05	Ch. 5	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm
4082-06	Ch. 6	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE