

ØKT VISUELL KONTROLL MED SILIKONMATTE

MERCIAN


Surgical Instruments of Excellence

Mercian silikonmatter til mikrokirurgi gir økt visuell kontroll ved anastomose av små vener og arterier.


Begge sidene av mattene kan brukes. De har begge en matt anti-refleks overflate som eliminerer gjenskinn fra belysningen i operasjonssalen. Den ene siden har et rutenett med 1mm ruter, som brukes til måling. Mattene har en overflate som ikke klitrer seg fast til karene som skal sys sammen.



Sterilt pakket
Eske à 12 stk.



1mm rutenett på den ene siden/uten ruter på den andre siden.
Mål: 50mm x 25mm



FARGE	Artikkel nr.
Gul	VB-2
Grønn	VB-3
Blå	VB-4

- Fåes i fargene blå, gul og grønn
- Røntgentette
- Lateksfri
- Mål: 50mm x 25mm – kan klippes og tilpasses ønsket størrelse
- Sterilt pakket i esker à 12 stk.

FORHANDLES AV:

MEDISTIM

Medistim Norge AS. Økernveien 94, 0579 Oslo. norge@medistim.com www.medistim.no