

# Invengenx<sup>®</sup>

## Bovine Perikardiale Patcher



- Elastisk Matrix membran
- Redusert infeksjonsfare
- Overlegen strekkstyrke
- Prehydrert og klar til bruk
- Suturretensjon

FORHANDLES AV:

**MEDISTIM**

Medistim Norge AS  
Økernveien 94, 0579 Oslo  
www.medistim.no  
E-post: norge@medistim.com


**tisgenX**  
Life, Next Now™

# Invengenx® Bovine Perikardiale Patcher

Invengenx® bovine perikardiale vevslapper ligger i glutaraldehyd og ved bruk av proprietær fikseringsmetode bevares dens naturlige kollagenstrukturer.

Vår fikseringsbehandling forbedrer den mekaniske styrken til vevet samtidig som dens overlegne fleksibilitet, myke og smidige egenskaper opprettholdes.

Råmaterialet er hentet fra slakterier i OIE-erklærte BSE/TSE frie land, med full sporbarhet.



Overlegen strekkfasthet




Suturretensjon



Materialstyrke



Elastisitet og forlengelse



## Kardio og Vaskulær kirurgi

- Atrial septal defekt Ventrikulær septal defekt Høyre ventrikulær utstrømningskanal (RVOT) reparasjon og rekonstruksjon
- Tetralogi av Fallot
- Vaskulære reparasjoner og rekonstruksjoner

## Thorax kirurgi

- Lukking av bronkiale stumpser
- Lukking av diafragma
- Behandling av medfødte brystveggsdefekter

## Reparasjon av bløtvev

- Trachea reparasjoner
- Ulcus
- Suturlinje forsterkning
- Parastomal forsterkning
- Rektal prolaps
- Peyronie's reparasjon
- Enterokutan fistel
- Rektovaginale fistelprosedyrer

## Stort utvalg av former og størrelser:

ARTNR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	ARTNR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
XM-04	Thin Tissue Patch	0.6x8 cm	XM-12	Thin Tissue Patch	2x9 cm
XM-05	Thin Tissue Patch	0.8x8 cm	XM-13	Thin Tissue Patch	2.5x15 cm
XM-05T	Thin Tapered Tissue Patch	0.8x8 cm	XM-14	Square Tissue Patch	4x4 cm
XM-06	Thin Tissue Patch	1x6 cm	XM-15	Rectangular Tissue Patch	3x6 cm
XM-07	Thin Tissue Patch	1x10 cm	XM-16	Long Tissue Patch	4x16 cm
XM-07T	Thin Tapered Tissue patch	1x10 cm	XM-17	Rectangular Tissue patch	5x6 cm
XM-08	Thin Tissue Patch	1x14 cm	XM-18	Large Tissue Patch	5x10 cm
XM-08T	Thin Tapered Tissue Patch	1x14 cm	XM-19	Rectangular Tissue Patch	6x8 cm
XM-09	Thin Tissue Patch	1.5x8 cm	XM-20	Large Tissue Patch	6x10 cm
XM-10	Thin Tissue Patch	1.5x10 cm	XM-21	Large Tissue Patch	7x10 cm
XM-10T	Thin Tapered Tissue Patch	1.5x10 cm	XM-22	Large Tissue Patch	8x14 cm