

Theia Eye Block - Engangs IPL øyebeskyttelse til bruk ved IPL behandling

IPL Eye Shields blokkerer bølglengdene, energien og det ekstremt sterke lyset som genereres av IPL-enheter. Deres unike lag reduserer energien med en faktor på 10.000.

Øyebeskyttelsen består av to selvklebende skjold som dekker IPL- og IR (LED)-områdene.

Den tynne, fleksible ytterkanten tilpasser seg alle øyefasonger. Dette gjør IPL-øyebeskyttelsen komfortabel å bruke til enhver tid. Den ikke-klebende fliken gjør det enkelt å fjerne den etter behandling.

<u>EGENSKAPER:</u> - Gir beskyttelse mot IPL- og LED-medisinske enheter - Eksklusiv fjerningstapp - Theia patentert komfort - Pro4™ klebering - Hypoallergen	<u>SERTIFISERINGER</u> - Europeisk medisinsk utstyr klasse 1, CE godkjent. - Oppfyller IPL ISO-standard 12609-1:2013-07 - Registrert som medisinsk utstyr klasse 1 hos FDA
	<u>PAKNING:</u> - Artikkelnummer: TT73 - Eskestørrelse: 8.5cm x 7cm x 8.4cm (L x B x H) - Beskyttelse: OD 4 fra 200 - 1.400 nm - Skjoldene leveres i esker à 50 par



THEIA EYE BLOCK
3 Canal St.
Cumberland RI 02865
USA
Tel (888) 626 3319
www.theiaeye.com

